

Лептон® Филлер FCG

Lepton® Filler FCG

Вспомогательное средство для отделки кожи

Lepton® Filler FCG является наполняющим средством, придает коже гладкость, поверхность кожи приобретает оптически спокойный вид.

Lepton® Filler FCG особенно рекомендуется для покрывной отделки шлифованной кожи хромового дубления и кожи из спилков, а также для повышения качества низкосортной продукции.

Состав	Дисперсия неорганического матирующего средства, воска и специальных коллоидов.	
Характеристика	Содержание основного вещества	ок. 23,5 %
	Значение pH	ок. 8,5
	Приведенные данные характеризуют область физических свойств. Допустимые границы содержатся в спецификации на продукт.	
Хранение	Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40 °С минимум 12 месяцев. Начатые упаковки нужно быстро израсходовать и снова герметично закрывать после каждого частичного взятия материала.	

Свойства

Lepton® Filler FCG представляет собой слабощелочную вязкую, текучую дисперсию.

Пластичный (мягкий) наполнитель действует как матирующее средство и улучшает процесс обработки. Поверхность кожи приобретает оптически спокойный вид, гладкость и приятный гриф. При этом добавление большего количества **Lepton® Filler FCG** не ухудшает прочностных свойств готовых кож.

Lepton® Filler FCG уменьшает липкость термопластичных связующих, облегчая дальнейшую обработку кожи (штабелирование, глажение, тиснение).

Применение

Lepton® Filler FCG может быть использован при всех видах грунтовки. Продукт наиболее пригоден для всех отделок с хорошей укрывистостью, например для обработки шлифованной хромовой кожи и кожи из спилка, а также для облагораживания низкосортного краста.

Количество применяемого **Lepton® Filler FCG** должно соответствовать определенному типу связующего. Обычно используют 75–150 частей **Lepton® Filler FCG** на литр состава.

Примеры использования

Отделка стилка для верха обуви

Грунтовка:

150 частей	пигмент Lepton® N
100 частей	Lepton® Filler FCG
450 частей	Astacin® финиш PF
150 частей	Corial® Binder BAN
130 частей	вода
5 частей	Lepton® паста VL
5 частей	Corial® отвердитель AZ

Вязкость ок. 35 сек, вискозиметр Форда - 4 мм (ВЗ-4),

1 × реверсивное нанесение на валичной машине (150 г/м²), 1 × реверсивное нанесение на валичной машине (100 г/м²), глажение (80 °С, 100 бар), 2 × нанесение на валичной машине (100 г/м²), тиснение (90 °С, 250 бар, 5 сек).

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомендуемых наряду с **Lepton® Filler FCG**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Безопасность

При обращении с данным продуктом следует учитывать сведения, содержащиеся в листе безопасности. В остальном действуют обычные меры безопасности и санитарно-гигиенические нормы, принятые при обращении с химикатами.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.

